

# 食品の放射能測定結果

【検査方法】NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター(自社所有)による核種分析を行います。

【検査結果の見方】「検出せず」とは、検出下限値、核種総和(25Bq/kg)未満を示します。

更新日

2015/2/2

検査日	部門	検査品目	産地情報	検査結果(Bq/kg)			備考
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137	
1月28日	加食	豆菓子(福豆)	国内産100%	検出せず	検出せず	検出せず	
1月29日	加食	包装米(赤飯)	北海道(もち米、小豆)	検出せず	検出せず	検出せず	
1月29日	加食	砂糖(てん菜含蜜糖)	北海道	検出せず	検出せず	検出せず	